

# Биноккулярный цифровой микроскоп BestScope BS-2030BD



<b>Введение</b>	
<p>BS-2030BD - цифровой биологический микроскоп с прецизионным обрабатывающим оборудованием и современной технологией центровки, классический биологический микроскоп. Благодаря встроенной 1,3-мегапиксельной камере и программному обеспечению этот микроскоп позволяет снимать изображения, снимать видео и выполнять измерения. Это очень хороший помощник для работы и обучения в лаборатории.</p>	
<b>Особенности</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Интегрированный цифровой микроскоп, разрешение 1280 × 1024 (1,3 пикселя), может снимать, снимать видео и выполнять измерения;</li><li>2. Выход USB2.0, штексельная вилка и unplug свободно;</li><li>3. Экономически выгодный, цена намного ниже, чем биноккулярный биологический микроскоп + цифровая камера.</li><li>4. Поддержка WINDOWS 2000 / XP / VISTA / Win 7 Операционная система, оснащенная мощным программным обеспечением;</li><li>5. Экономические особенности, широко используемые в академической демонстрации и системе здравоохранения.</li></ol>	
<b>Область применения</b>	
<p>BS-2030BD является идеальным прибором в биологической, гистологической, патологической области и может широко использоваться в медицинских и санитарных учреждениях, лабораториях, институтах, академических лабораториях, колледжах и университетах.</p>	
<b>Характеристики</b>	
Модель	BS-2030BD
Просмотр главы	Биноккулярная головка, наклонная под углом 45 °, поворот на 360 °; Межзрачковое расстояние 55-75 мм. Анти-плесень.
Разрешение камеры	1280 × 1024, 1.3-мегапиксельный CMOS-сенсор
Режим вывода	USB2.0
Операционная система	WINDOWS 2000 / XP / VISTA / WIN 7 / Mac
Программного обеспечения	ScopelImage 9.0
Диапазон поля обзора	75%
Окуляр	WF10 × / 18
Носовой наконечник	Обратный четверной носок
Задача	Ахроматическая цель 4 ×, 10 ×, 40 ×, 100 × Двойной слой Механический этап 140 × 140 мм / 75 × 50 мм
Конденсатор	Abbe NA 1,25 с диафрагмой и фильтром

	диафрагмы
Фокусировка	Коаксиальная грубая и точная регулировка, точное деление 0,002 мм, грубый ход 37,7 мм на оборот, тонкий ход 0,2 мм на вращение, диапазон перемещения 28 мм
Освещенность	LED 3W, регулируемая яркость
План-вогнутое зеркало. Твердый алюминиевый корпус и встроенный блок питания 110-240 В. Пылезащитный чехол, синий + зеленый фильтр, иммерсионное масло и руководство пользователя.	
Габариты	33см x 28см x 44см, 9кг