



CL011
Русский

CL011 Инкубатор

Выберите **CYAN CL011** и получите следующие преимущества:

- Низкое потребление электроэнергии
- Очень стабильная температура
- Отличная термоизоляция
- Легко чистить
- Простота программирования
- Индикатор визуального сигнала
- Регулируемая высота полки

Технические характеристики:

- Рабочий диапазон: от + 5 °C до 70 °C
- Точность регулирования температуры:
 - +/- 0,3 °C при 37 °C
 - +/- 0,4 °C при 70 °C
- Емкость: 30 литров
- Естественная конвекция
- ПИД-регулятор температуры
- Двойные двери (образцы видны через акриловую дверь)
- Защита от перегрева
- Двойные стены
- Стекловолоконная изоляция
- Интерьер из нержавеющей стали
- Размеры камеры: 32,5 x 31 x 31,5 см (Ш x Г x В)
- Габаритные размеры: 42,5 x 42 x 61 см (Ш x Г x В)
- Вес: 23 кг
- Мощность: 300 Вт
- Питание:
 - 110 В - 60 Гц (CL011-110)
 - или 220 - 50/60 Гц (CL011-220)

Аксессуары в комплекте:

- 2 вертикальные регулируемые полки

Код заказа:

- CL011-110: [Инкубатор](#) (110 В – 60 Гц)
- CL011-220: [Инкубатор](#) (220 В – 50/60 Гц)



Инкубатор



Контакты: e-mail: cypress@diagnostics.be
тел: + 32 (0)15 67 67 68
Nijverheidsstraat 8
2235 Hulshout
Бельгия
Сайт: www.diagnostics.be

Ваш Дистрибьютор

Incubator RU 2021-09