

CE



CY003  
CY012  
Русский



# CYANCoag 1Ch & 2 Ch

## Коагулологический анализатор



Уважаемые работники здравоохранения,

Спасибо за ваш интерес, мы ценим это!

Cypress Diagnostics предоставляет все необходимые инструменты и растворы для клинических лабораторий по всему миру для получения четких и точных диагностических результатов. Мы производим оборудование, необходимое для работы с образцами, анализаторы для выполнения тестирования, реактивы для проведения тестов и все больше и больше, платформы программного обеспечения для отчетов о результатах.

Cypress Diagnostics является поставщиком для малых и средних клинических лабораторий.

Мы, компания, ориентированная на качество, имеющая сертификат ISO и CE утвержденную продукцию. Наши производственные мощности расположены в Hulshout, Бельгия. Наша продукция является предпочтительной и оценена в более чем 100 странах по всему миру. Компания Cypress Diagnostics является семейным бизнесом. Мы были основаны в 1995 году в городе Левен, Бельгия.

Мы работаем исключительно через отобранных и обученных дистрибуторов.

Мы продаем качественные инструменты и обслуживание клиентов является неотъемлемой частью нашей политики в области качества.

Все наши продукты поставляются с послепродажным обслуживанием и гарантией производительности. Пожалуйста, не стесняйтесь связываться с нашим местным дистрибутором для получения дополнительной информации

Наши последние инструкции и каталоги можно скачать на [www.diagnostics.be](http://www.diagnostics.be).

Проверьте разницу!

С уважением,

Команда Cypress Diagnostics



CYANCoag 1Ch



CYANCoag 2Ch



ISO 13485:2003

# CYANCoag 1Ch и CYANCoag 2Ch



**CYANCoag 1Канальный** и **CYANCoag 2Канальный** компактные и точные коагулологические анализаторы. Их механическая система обнаружения будет отслеживать развивающийся сгусток через изменения в вязкости. Поэтому измерение полностью зависит от мутности образца. Измерения запускаются таймером обратного отсчета, избегая лишних расходов старта пипетки.

	CYANCoag 1Ch	CYANCoag 2Ch
<b>Преимущества</b>		
Определение	Механический	
Микро-метод	Да, до 100 % больше тестов на набор	
Старт отсчета	Да	Да
Калибровка	Без калибровки	
Работает на	Цельная кровь и плазма	
Контроль ошибок	Да	Да
Измеряемый объем	150 – 400 мкл	
Измерения	PT, PTT / APTT, TT, FIB	PT, PTT / APTT, TT, FIB, LYSE
Открытая система	Да	Да
<b>Технические характеристики</b>		
Измерительные каналы	1	2
Скорость	До 60 тестов/час	До 120 тестов/час
Позиции для инкубации	5	4
Позиции для реагентов	1 - 5	1
Двойное определение	-	Да
Выходное значение	МНО, отношение или секунды	%, МНО, отношение, мг/дл, г/л или секунды
Программирование	калибровочной кривой	
Инкубационное время	1	2
Размеры (Ш x В x Г)	11,3 x 6,8 x 20,7 см	13,0 x 9,0 x 27,5 см
Вес	1,1 кг	1,9 кг
Оперативное напряжение	110/220 В, 50 - 60 Гц	
Потребляемая мощность	16 ВА	20 ВА
В поставку включены	Адаптер питания, диспенсер шара, кюветы и шарики для 500 тестов, пылезащитный чехол, руководство пользователя	Адаптер питания, диспенсер шара, 25 контейнеров для реагентов (20 мм), стойки кювет и шарики для 112 тестов, пылезащитный чехол, руководство пользователя
Дополнительно	-	Термический принтер
<b>Код заказа</b>		
Анализатор	CY003: <b>CYANCoag 1Канальный</b>	CY012: <b>CYANCoag 2Канальный</b>
Комплектующие	CY003-C01: Кюветы и шарики для 500 тестов	CY012-C01: Стойка кювет + шарики, 1000 шт CY012-C02: Контейнер для реагентов 20мм, 100 шт CY012-S04: Бумага для принтера
Принтер	-	CY012-S03 Термический принтер



Код	Наименование	Методика определения	Лиофилизированный	Упаковка	CE	T°	Испытания/ комплект/ анализатор	Образец
<b>Реагенты</b>								
HC00200	РТ (Протромбиновое время)	Тканевой тромбопластин	•	4 x 5 мл	•	•	200	100
HC00100	АПТВ (Актив.парциальное тромбопластиновое время)	Акт.Цефалин, включ. 2x10 мл CaCl <sub>2</sub>	•	5 x 4 мл	•	•	400	200
HC00300	Фибриноген	Метод Ван Клаусса, вкл. 1x20 мл буфера	•	8 x 2 мл	•	•	160	160
<b>Контроль</b>								
HC00500	Коагуляционный контроль	Нормальный+ Патологический	•	4 x (1+1) мл	•	•		
<b>Калибратор</b>								
HC00600	Калибратор Фибриноген/ ПТ	Фибриноген / ПТ	•	4 x 1 мл	•	•		

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIyat TOSHKENT sh.  
Kichik xalqa yo'lli 16/3  
р/с 20208000600416508001  
в Юнусабадском Филиале «Davr-Bank»  
ОКЭД 46460  
МФО 01122  
ИНН 201103878

Тел.: (+998 71) 234-13-96, 235-15-84  
(+998 71) 248-34-33, 248-54-55  
Факс: (+998 71) 235-42-44  
e-mail.: manager2@denis.uz  
Сайт: www.denis.uz

Ваш Дистрибутор