

CE

EXCEED IN QUALITY AND MORE



# 21B/E

Полуавтоматический Биохимический Анализатор



Genru

# WP 21B/E

Полуавтоматический Биохимический Анализатор

## Общие Характеристики

WP21B: 5 дюймовый сенсорный экран и клавиатура

WP21E: клавиатура

Постоянная кварцевая проточная ячейка

Галогеновая лампа, времени жизни более 2000 часов

Отображение в реальном времени

Поддержка протокола LIS

Режимы потока и кюветы

Удобство и простота обслуживания



## Технические характеристики

Принцип измерения : Клоттинговый и Оптический методы

WP21B длина волны: 340nm, 380nm, 405nm, 505nm, 546nm,

578nm, 620nm и 1 свободное место

WP21E длина волны: 340nm, 405nm, 505nm, 546nm,

578nm, 620nm и 2 свободных места

Источник света: 6V 10Вт, галогеновая лампа, времени жизни более 2000 часов

Объем памяти: 15,000 результатов

Объем аспирации: 100 ~ 5000µL

Метод измерения: конечная точка, фиксированное время, кинетическое

Стабильность абсорбции ≤ 0.005 Abs

Линейность абсорбции: 0 ~ 3.0Abs

Размеры: 355mm×330mm×175mm

Электропитание: AC 100-240V 50/60Hz

Вес: 5.6 кг.

## Параметры

Печень	ALT, ALP, GGT, TP, ALB, TBIL, DBIL
Сердце	LDH, CK, CK-MB, AST, A-HBDH
Липиды	CHO, TG, HDL_C, LDL_C
Липопротеинов	Apo A1, Apo B, Lp(a)
Почка	BUN, CRE, UA
Другие	CO <sub>2</sub> -CP, AMS, LIP, GLU, IgA, IgG, IgM, C <sub>3</sub> , C <sub>4</sub> , CRP



All rights reserved. Specifications subject to change without prior notice

Version 2.0

**Genrui**

**Genrui Biotech Inc.**

Add: 6F, Shanshui Building B, Nanshan Yungu Innovation Industrial Park, 1183 Liuxian Blvd, Nanshan District, 518055, Shenzhen, PR.China

Tel: +86 755 26835560/1/2

Fax: +86 755 26678789

Website: www.genrui-bio.com